



Fisher
Bioblock Scientific

Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

France

tél 03 88 67 14 14
fax 03 88 67 11 68
email infos@bioblock.fr
www.bioblock.com

Belgique / België

tél 056 260 260
fax 056 260 270
email belgium@bioblock.com
www.bioblock.be

España

tfno 91 515 92 34
fax 91 515 92 35
email ventas@bioblock.com
www.es.fishersci.com

Mode d'emploi

SilentCrusher M



first edition

**Betriebsanleitung
Instruction Manual
Mode d'Emploi
Instrucciones de
Empleo
Istruzioni per l'uso**

D	DEUTSCH	Seite	3 - 28
E	ENGLISH	page	29 - 54
F	FRANCAISE	page	55 - 80
ES	ESPAGÑOL	página	81 - 106
I	ITALIANO	página	107 - 132

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gerätes. Sie haben ein Produkt erworben, das von der Firma Heidolph Instruments nach DIN EN ISO 61010 gefertigt und geprüft wurde. Mit diesem Gerät werden Sie Ihre Arbeit einwandfrei und problemlos durchführen können.

INHALT

INHALT	3
LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR	5
ALLGEMEINE HINWEISE	6
SICHERHEITSHINWEISE	6
AUFBAU	7
1. STATIV AUFBAUEN (WENN OPTIONAL BESTELLT).	7
2. ANTRIEBSEINHEIT FIXIEREN.	7
3. GEFÄß MIT GEFÄßHALTERUNG FIXIEREN.	7
4. DISPERGIERWERKZEUG (STANDARD) EINSETZEN	8
5. GEDICHTETES DISPERGIERWERKZEUG EINSETZEN	9
6. POSITIONIEREN DES DISPERGIERWERKZEUGES IN DER FLÜSSIGKEIT.	10
7. ARBEITEN UNTER DRUCK ODER VAKUUM MIT GEDICHTETEN DISPERGIERWERKZEUGEN.	10
8. POWER SUPPLY (NETZGERÄT (S)) ANSCHLIEßEN.	10
BEDIENUNG UND BETRIEB	11
9. GERÄT IN BETRIEB NEHMEN	11
10. WERKZEUGWECHSEL	13
11. BETRIEBSDAUER	13
REINIGUNG UND WARTUNG	14
12. ANTRIEBSEINHEIT	14
13. DISPERGIERWERKZEUGE	15
13.2. Reinigung:	15
13.3. Demontage Standard-Dispergierwerkzeug:	15
13.4. Demontage gedichtetes Dispergierwerkzeug:	15
13.5. Sterilisation der Dispergierwerkzeuge:	17
13.6. Montage der Dispergierwerkzeuge:	17
ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE	18
ABBAU, TRANSPORT UND LAGERUNG	20
ENTSORGUNG	21
STÖRUNGEN UND DEREN BESEITIGUNG	21
TECHNISCHE DATEN	22
GARANTIE, HAFTUNG UND URHEBERRECHTE	27
FRAGEN / REPARATUREN	27



Wichtiger Hinweis



Hinweis zur Anschlussleitung / Netzanschluss



Achtung, unbedingt beachten



Achtung, Brand- oder Explosionsgefahr



Hinweis zur Reparatur / Wartung



Hinweis zum persönlichen Schutz!



Achtung: Verbrennungsgefahr, heiße Oberfläche

LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR







Lieferumfang

Bezeichnung	Menge	Bestellnummer 100 - 230 V / 50/60 Hz
SilentCrusher M eu (Eurostecker) oder	1	595-06000-00
SilentCrusher M us (US-Stecker)	1	595-06000-01
Power Supply (Netzgerät)	1	11-001-595-10
Netzanschlussleitung EU oder	1	14-007-003-81
Netzanschlussleitung US	1	14-007-003-89
Schraubendreher	1	04-06-01-21-13
Betriebsanleitung	1	01-005-004-46









Zubehör (optional)

Bezeichnung	Bestellnummer
Dispergierwerkzeug 8 F inkl. 2 PTFE Lager	596-08010-00
Dispergierwerkzeug 12 F inkl. 2 PTFE Lager	596-12010-00
Dispergierwerkzeug 12 G inkl. 2 PTFE Lager	596-12020-00
Dispergierwerkzeug 18 F inkl. 2 PTFE Lager	596-18010-00
Dispergierwerkzeug 18 G inkl. 2 PTFE Lager	596-18020-00
Dispergierwerkzeug 8 DF inkl. 2 PTFE Lager	596-08110-00
Dispergierwerkzeug 12 DF inkl. 2 PTFE Lager	596-12110-00
Dispergierwerkzeug 12 DG inkl. 2 PTFE Lager	596-12120-00
Dispergierwerkzeug 18 DF inkl. 2 PTFE Lager	596-18110-00
Dispergierwerkzeug 18 DG inkl. 2 PTFE Lager	596-18120-00
Plattenstativ Silent Crusher M	570-17000-00
Gefäßhalterung Silent Crusher M	570-30100-00
Kreuzklemme Silent Crusher M	570-31100-00

ALLGEMEINE HINWEISE

-  Bitte packen Sie das Gerät sorgfältig aus.
Achten Sie auf mögliche Beschädigungen und melden Sie Schäden oder fehlende Teile unverzüglich dem Lieferanten.
-  Lesen Sie die Betriebsanleitung bitte gründlich und aufmerksam und sorgen Sie dafür, dass jeder Betreiber des Gerätes vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen hat.
-  Bitte bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem für jedermann zugänglichen Ort auf.
-  Die Geräte sind standardmäßig mit einem EURO- Stecker (DIN 49441 CEE 7/VII 10/ 16 A 250 V) versehen.
Für Nordamerika mit einem US.NORM Stecker (NEMA Pub.No.WDI.1961 ASA C 73.1 . 1961 Seite 8 15A 125V).
-  Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten, müssen Sie einen zugelassenen Adapter verwenden oder der mitgelieferte Stecker muss durch einen Fachmann ausgewechselt und durch einen für dieses Netz passenden und zugelassenen Stecker ersetzt werden.
-  Bei Lieferung ist das Gerät geerdet. Beim Auswechseln des Originalsteckers achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Schutzleiter am neuen Stecker angeschlossen wird!

SICHERHEITSHINWEISE

-  Bitte beachten Sie alle im Labor geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!
-  Bitte achten Sie vor der Verbindung des Gerätes mit dem Stromnetz darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
-  Reparaturen dürfen nur von einem von Heidolph Instruments autorisierten Fachmann ausgeführt werden.
-  Vorsicht bei der Anwendung in der Nähe von leicht entzündlichen und explosiven Stoffen. Die Motoren arbeiten zwar funkenfrei, das Gerät ist jedoch nicht explosionsgeschützt. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter.
-  Bitte schließen Sie den Dispergierer nur an eine geerdete Netzsteckdose an.
-  Bitte achten Sie auf sicheren Stand des Gerätes.
-  Während des Betriebs Augenschutz und geeignete Kleidung tragen!
-  Achtung: Werkzeug und zu dispergierende Flüssigkeit erwärmen sich durch den Energieeintrag.



AUFBAU



Achtung: SilentCrusher M mit Dispergierwerkzeug nie in Betrieb nehmen, wenn das Dispergierwerkzeug nicht in Flüssigkeit eingetaucht ist. Bei Trockenlauf wird das PTFE Lager (AA, siehe Kapitel 12.2) und der Rotor (BB, siehe Kapitel 12.2) zerstört.

1. Stativ aufbauen (wenn optional bestellt).

Stativstange (A) in die Stativplatte (B) schrauben. Mit dem mitgelieferten Gabelschlüssel (C) Stativstange (A) an den Abflachungen (D) festziehen.



Kreuzmuffen (E) über die Stativstange (A) schieben und mit den Fixierschrauben 1 (F) festziehen.

2. Antriebseinheit fixieren.

Haltestange (G) der Antriebseinheit in die Bohrung der oberen Kreuzmuffe (E) einführen und mit der Fixierschraube 2 (H) festziehen.

3. Gefäß mit Gefäßhalterung fixieren. (wenn optional bestellt)

Die Gefäßhalterung wird mit 2 Halterungen (I und J) geliefert. Wählen sie für Ihr Gefäß die passende Größe aus.


Größe	für Gefäßdurchmesser [mm]
I (klein)	20 - 60
J (groß)	60 - 105

Gefäßhalterung (I oder J) mit dem Haltestab (G) in die Bohrung der Kreuzmuffe (E) einschieben und mit der Fixierschraube 2 (H) festziehen. Rändelschraube 3 (L) lösen und Haltering (I oder J) nach vorne ziehen. Gefäß (M) von oben, oder wenn es die Form des Gefäßes erfordert von unten einführen.

Nun Haltering mit dem Daumen in gezeigter Weise nach hinten drücken (mit Zeigefinger dabei an der Kreuzmuffe (E) abstützen) und Rändelschraube (L) festziehen. Das Gefäß ist nun fixiert.



Vor Inbetriebnahme sichere Fixierung des Gefäßes überprüfen.




4. Dispergierwerkzeug (Standard) einsetzen

Dispergierwerkzeug (N) in Bohrung (O) der Antriebseinheit bis zum Anschlag einführen und mit Arretierschraube (P) sichern.



Achtung: Die Dispergierwerkzeuge haben am oberen Ende der Rotorwelle einen starken Magneten integriert der für die Einleitung der Rotation verantwortlich ist.

Vorsicht beim hantieren in der Nähe von Eisenteilen oder weiterer Dispergierwerkzeuge. Die Teile ziehen sich heftig an.




5. Gedichtetes Dispergierwerkzeug einsetzen




Die Antriebseinheit ist im Anlieferungszustand für die Standarddispergierwerkzeuge (ungedichtet) ausgerüstet. Um mit gedichteten Dispergierwerkzeugen zu arbeiten, muss die Antriebseinheit umgerüstet werden.

Zur Umrüstung Antriebseinheit in eine waagerechte Position bringen. Danach den mitgelieferten Schraubendreher (Q) in den Schlitz im Innenring des Kugellagers 1 (R) einführen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heraus-schrauben. Kugellager 1 (R) für den Gebrauch von Standarddispergierwerkzeugen aufheben! Anschließend die Antriebseinheit wieder in eine senkrechte Position bringen.



Gedichtetes Dispergierwerkzeug (N) in Bohrung (O) der Antriebseinheit (U) bis zum Anschlag einführen und durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag eindrehen. Mit Arretierschraube (P) sichern.



Für die Umrüstung der Antriebseinheit gilt folgende Regel:
Bei ungedichteten Dispergierwerkzeugen Kugellager 1 (R) einsetzen.
Bei gedichteten Dispergierwerkzeugen Kugellager 1 (R) herausnehmen.

6. Positionieren des Dispergierwerkzeuges in der Flüssigkeit.

Durch Lösen der Rändelschrauben 1 und 2 (F und H) an den Kreuzmuffen und Verschieben der Haltestangen kann das Dispergierwerkzeug samt Antriebseinheit und die Gefäßhalterung richtig positioniert werden. Rändelschrauben 1 und 2 (F und H) der Kreuzmuffen (E) wieder festziehen.

7. Arbeiten unter Druck oder Vakuum mit gedichteten Dispergierwerkzeugen.


Positionieren Sie den Statorschaft beim Arbeiten unter Druck oder Vakuum mit den gedichteten Werkzeugen immer so in der Flüssigkeit, dass die obere Bohrung (TT) im Statorschaft immer über dem Flüssigkeitsspiegel platziert ist.



Ist die Bohrung (TT) unterhalb des Flüssigkeitsspiegels, kann durch die Änderung der Druckverhältnisse Flüssigkeit in den oberen Bereich des Dispergierwerkzeuges eindringen und dieser dadurch Schaden nehmen.

8. Power Supply (Netzgerät (S)) anschließen.

Power Supply (Netzgerät (S)) mit dem kleinen Stecker (T) an der Antriebseinheit (U) anschließen.



Netzanschlussleitung (V) mit dem Steckerteil (W) an der Steckdose (X) anschließen. Schalter (Y) in Stellung „0“ bringen; Drehknopf (Z) auf Linksanschlag.


BEDIENUNG UND BETRIEB

9. Gerät in Betrieb nehmen



Achtung: SilentCrusher M mit Dispergierwerkzeug nie in Betrieb nehmen, wenn das Dispergierwerkzeug nicht in Flüssigkeit eingetaucht ist. Bei Trockenlauf wird das PTFE Lager (AA, siehe Kapitel 12.2) und der Rotor (BB, siehe Kapitel 12.2) zerstört.

Netzanschlussleitung (V) an der Stromversorgung anschließen. Die grüne Kontrollleuchte (CC) am Power Supply (NETZGERÄT (S)) leuchtet. Mit dem Schalter (Y) wird das Gerät aktiviert. Das Display (DD) leuchtet.



Überzeugen Sie sich davon, dass das Gefäß mit der zu dispergierenden Probe gefüllt ist und das Dispergierwerkzeug mindestens 25 mm in die Flüssigkeit eingetaucht ist.



Achtung: Nie mit zu niedriger oder zu hoher Eintauchtiefe dispergieren, das PTFE Lager (AA, siehe Kapitel 12.2) und der Rotor (BB, siehe Kapitel 12.2) könnten zerstört werden.

Mit Druck auf die Taste Start Stop (EE) beginnt der Dispergiervorgang. LED (FF) leuchtet grün.

Die gewünschte Dispergierdrehzahl wird mit dem Drehknopf (Z) gewählt. Im Display (DD) wird die Drehzahl angezeigt. (Die Anzeige erfolgt in 1000er Schritten)



Ist kein Dispergierwerkzeug in der Antriebseinheit, bleibt die Drehzahlanzeige immer auf 0.0.



Achtung: Wegen der geringen Aufnahmeleistung hat das Gerät keinen Netzschalter. Ist das Gerät mit der Netzspannung verbunden (standby) nimmt das Gerät nur eine Leistung von 6 Watt auf.

Um das Gerät vom Netz zu trennen, bitte Netzstecker ziehen.




Positionieren Sie den Statorschaft beim Arbeiten unter Druck oder Vakuum mit den gedichteten Werkzeugen immer so in der Flüssigkeit, dass die obere Bohrung (TT) im Statorschaft immer über dem Flüssigkeitsspiegel platziert ist.

Ist die Bohrung (TT) unterhalb des Flüssigkeitsspiegels, kann durch die Änderung der Druckverhältnisse Flüssigkeit in den oberen Bereich des Dispergierwerkzeuges eindringen und dieser dadurch Schaden nehmen.



Minimale und maximale Eintauchtiefe der Werkzeuge beachten!



* Minimale Eintauchtiefe bei der Arbeit unter Vakuum


10. Werkzeugwechsel



Zum Werkzeugwechsel unbedingt Gerät mit dem Schalter (Y) abschalten!

Standard Dispergierwerkzeug (1)

Arretierschraube (P) lösen und Dispergierwerkzeug (N) nach unten abziehen. Neues Dispergierwerkzeug einschieben und wieder mit Arretierschraube (P) sichern. Für einen spielfreien



Sitz des Dispergierwerkzeuges sorgt ein in die Aufnahmebohrung (O) eingelegter Elastomer O-Ring (QQ)

Gedichtetes Dispergierwerkzeug (2)

Arretierschraube (P) lösen und Dispergierwerkzeug (N) durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn aus der Aufnahme schrauben und nach unten abziehen. Neues Werkzeug bis Anschlag einschieben und durch Drehen im Uhrzeigersinn bis Anschlag eindrehen. Dann wieder mit Arretierschraube (P) sichern.



Wird von gedichtetem auf ungedichtetes Dispergierwerkzeug gewechselt oder umgekehrt, muss die Antriebseinheit umgerüstet werden, siehe hierzu Aufbau, Kapitel 5.

11. Betriebsdauer

Antriebseinheit und Dispergierwerkzeug sind nicht für den ununterbrochenen Dauerbetrieb ausgelegt. Speziell das PTFE Lager (AA) könnte hierbei durch die hohen Drehzahlen von bis zu 26000 rpm Schaden nehmen.

Beschränken Sie den Dispergiervorgang auf ein Minimum, um das PTFE Lager zu schonen.

Die mögliche Einschaltdauer ist von der Erwärmung des Antriebes (bedingt durch die Belastung) abhängig.



Die Einschaltdauer beträgt für den ersten Dispergiervorgang mind. 30 Minuten. Weitere, sofort im Anschluss ausgeführte Dispergiervorgänge, können sich entsprechend der Erwärmung ggf. verkürzen. Längere Pausenzeiten führen zu längeren Einschaltzeiten.

Bei gedichteten Werkzeugen ist von einer kürzeren Einschaltdauer auszugehen. Diese Zeitangaben beziehen sich auf das Medium Wasser und einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Elektronik und Wicklung in der Antriebseinheit sind mit Temperatursensoren überwacht. Der Antrieb schaltet bei Überhitzung ab. Die LED (GG) im Bedienteil der Antriebseinheit leuchtet rot.

Nach Abkühlung (ca. 15 min) erlischt diese LED und es kann durch Drücken der Taste Start Stop (EE) wieder dispergiert werden.



Bei Verschleiß des PTFE Lagers im Werkzeug muss dieses ausgetauscht werden. Siehe hierzu Kapitel Reinigung und Wartung.

Verschleiß ist am erhöhten Spiel zwischen Rotorwelle (BB) und PTFE Lager (AA) bzw. am erhöhten Geräusch zu erkennen.



Die Dispergierwerkzeuge erwärmen sich im Bereich der Verschlusschülse (JJ) (s. Kap.12.3); insbesondere die gedichteten Dispergierwerkzeuge können in diesem Bereich so heiss werden, dass Verbrennungsgefahr besteht. Vorsicht beim Werkzeugwechsel und beim Zerlegen der Werkzeuge.

REINIGUNG UND WARTUNG

12. Antriebseinheit

Zur **Reinigung** können Sie das Gehäuse und die Oberfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch (milde Seifenlauge) abwischen.



Hinweis

Verwenden Sie auf keinen Fall Chlorbleiche, auf Chlorbasis aufbauende Putzmittel, Scheuermittel, Ammoniak, Putzwolle oder Reinigungsmittel mit metallischen Bestandteilen. Die Oberfläche des Gerätes kann dadurch beschädigt werden.

Das Gerät ist wartungsfrei. Eine eventuell notwendige Reparatur ist unbedingt durch einen von Heidolph Instruments autorisierten Fachmann auszuführen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Heidolph Instruments Händler oder eine Vertretung von Heidolph Instruments (siehe Seite 27).

13. Dispergierwerkzeuge


Um Kontaminationen zu vermeiden, muss das Dispergierwerkzeug nach jedem Dispergiervorgang gereinigt werden.

13.1. Reinigung:


Reinigen Sie das Dispergierwerkzeug mit einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit (abhängig vom verarbeiteten Medium). Betreiben Sie das Dispergierwerkzeug in der Reinigungsflüssigkeit, so dass die Innenteile ebenfalls gereinigt werden. Bei extremer Verschmutzung kann das Dispergierwerkzeug auch zu Reinigungszwecken demontiert werden.

13.2. Demontage Standard-Dispergierwerkzeug:

Hilfswerkzeug (HH) in abgebildeter Weise in den Schneidbereich des Werkzeuges schieben. Achtung: Das Hilfswerkzeug (HH) hat drei unterschiedlich große Steckbereiche. Diese sind für die 3 Werkzeuggrößen 8 / 12 / 18 gedacht. Wählen Sie für Ihr Werkzeug die richtige Größe aus.



Anschließend an der Rotorwelle (BB) durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns den Schneidrotor (II) abschrauben. Schneidrotor (II) und Rotorwelle (BB) entnehmen. Um das PTFE-Lager (AA) zu entnehmen, die Rotorwelle (BB) von der anderen Seite in den Statorschaft (MM) stecken und Lager herauschieben.




Der Elastomer O-Ring (PP) auf der Rotorwelle dient dem spielfreien Sitz der Rotorwelle im Kugellager 1 (R).

13.3. Demontage gedichtetes Dispergierwerkzeug:




Die Dispergierwerkzeuge erwärmen sich im Bereich der Verschlusschülse (JJ) (s. Kap.12.3); insbesondere die gedichteten Dispergierwerkzeuge können in diesem Bereich so heiß werden, dass Verbrennungsgefahr besteht. Vorsicht beim Werkzeugwechsel und beim Zerlegen der Werkzeuge.


Verschlusshülse (JJ) mit den mitgelieferten Gabelschlüsseln (RR) und (SS) durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn abschrauben. Nutzen Sie dazu die an beiden Teilen angebrachten Schlüs-



selflächen (NN). Bitte achten Sie auf den zur Dichtung in der Verschluss-hülse (JJ) eingelegten Elastomer O-Ring (OO); dieser darf nicht beschädigt werden und ist für die Abdichtung des Dispergierwerkzeuges verantwortlich.



Hilfswerkzeug (HH) in abgebildeter Weise in den Schneidbereich des Dispergierwerkzeuges schieben. **Achtung:** Das Hilfswerkzeug (HH) hat drei unterschiedlich große Steckbereiche. Diese sind für die 3 Werkzeuggrößen 8 / 12 / 18 gedacht. Wählen Sie für Ihr Werkzeug die richtige Größe aus. Anschließend an der Rotorwelle (BB) durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns den Schneidrotor (II) abschrauben. Schneidrotor (II) und Rotorwelle (BB) entnehmen. Um das PTFE-Lager (AA) zu entnehmen, die Rotorwelle (BB) von der anderen Seite in den Statorschaft (MM) stecken und Lager herauschieben.



Das Kugellager 2 (KK) kann zur Reinigung aus der Verschluss-hülse (JJ) entfernt werden. Dazu den mitgelieferten Schraubendreher (Q) in den Schlitz im Innenring des Kugellagers 2 (KK) einführen und durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns herausschrauben.



13.4. Sterilisation der Dispergierwerkzeuge:

Die Dispergierwerkzeuge können wie folgt sterilisiert werden:

Durch Dampfsterilisation oder nasschemisch mit Temperaturen bis 130°C; trocken bis 180°C



Achtung: Überprüfen Sie die Kugellager 2 (KK) der gedichteten Dispergierwerkzeuge nach der Reinigung oder Sterilisierung: Die Kugeln des Kugellagers müssen immer gefettet sein und dürfen nie trocken laufen, da sie sonst sofort Schaden nehmen. Kugellager 2 (KK) nach jeder Reinigung oder Sterilisation mit dem mitgelieferten Spezialfett (LL) nachfetten.



13.5. Montage der Dispergierwerkzeuge:

PTFE Lager (AA) auf die Rotorwelle (BB) stecken. Nun die Rotorwelle (BB) samt PTFE Lager (AA) in den Statorschaft (MM) stecken. Schneidrotor (II) mit dem Gewinde voran in das andere Ende des Statorschaftes (MM) stecken. Hilfswerkzeug (HH) in den Schneidrotor (II) einführen und durch Drehen der Rotorwelle im Uhrzeigersinn (BB) festziehen.

Nur für gedichtete Dispergierwerkzeuge: Kugellager 2 (KK) wieder in die Verschlusschülse (JJ) einschrauben. Verschlusschülse (JJ) auf das Statorschaft (MM) schrauben und mit den Gabelschlüsseln festziehen.

ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE

Nummer	Bezeichnung	Bestellnummer
QQ	O-Ring Aufnahmebohrung Antriebseinheit	23-08-06-03-17
R	Kugellager 1 kpl.	11-001-595-13
Q	Schraubendreher	04-06-01-21-13

Dispergierwerkzeug 8 F

AA	PTFE-Lager	25-05-01-04-03
MM	Statorschaft	22-02-06-01-50
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-60
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-63
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12

Dispergierwerkzeug 8 DF

AA	PTFE-Lager	25-05-01-04-03
MM	Statorschaft	22-02-06-01-51
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-60
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-63
JJ	Verschlusshülse	22-02-06-01-66
OO	O-Ring Verschlusshülse (Viton)	23-08-06-03-16
KK	Kugellager kpl. 2	11-001-595-14
Q	Schraubendreher	04-06-01-21-13
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12
LL	Spezialfett	11-001-595-15
RR	Gabelschlüssel 27	02-07-04-01-03
SS	Gabelschlüssel 19	02-07-04-01-04

Dispergierwerkzeug 12 F

AA	PTFE-Lager	25-05-01-05-02
MM	Statorschaft	22-02-06-01-52
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-61
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-64
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12

Dispergierwerkzeug 12 G

AA	PTFE-Lager	25-05-01-05-02
MM	Statorschaft	22-02-06-01-54
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-61
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-64
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12

Dispergierwerkzeug 12 DF

AA	PTFE-Lager	25-05-01-05-02
MM	Statorschaft	22-02-06-01-53
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-61
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-64
JJ	Verschlusshülse	22-02-06-01-66
OO	O-Ring Verschlusshülse (Viton)	23-08-06-03-16
KK	Kugellager kpl. 2	11-001-595-14
Q	Schraubendreher	04-06-01-21-13
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12
LL	Spezialfett	11-001-595-15
RR	Gabelschlüssel 27	02-07-04-01-03
SS	Gabelschlüssel 19	02-07-04-01-04

Dispergierwerkzeug 12 DG

AA	PTFE-Lager	25-05-01-05-02
MM	Statorschaft	22-02-06-01-55
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-61
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-64
JJ	Verschlusshülse	22-02-06-01-66
OO	O-Ring Verschlusshülse (Viton)	23-08-06-03-16
KK	Kugellager kpl. 2	11-001-595-14
Q	Schraubendreher	04-06-01-21-13
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12
LL	Spezialfett	11-001-595-15
RR	Gabelschlüssel 27	02-07-04-01-03
SS	Gabelschlüssel 19	02-07-04-01-04

Dispergierwerkzeug 18 F

AA	PTFE-Lager	25-05-01-06-01
MM	Statorschaft	22-02-06-01-56
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-62
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-65
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12

Dispergierwerkzeug 18 G

AA	PTFE-Lager	25-05-01-06-01
MM	Statorschaft	22-02-06-01-58
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-62
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-65
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12

Dispergierwerkzeug 18 DF

AA	PTFE-Lager	25-05-01-06-01
MM	Statorschaft	22-02-06-01-57
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-62
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-65
JJ	Verschlusshülse	22-02-06-01-66
OO	O-Ring Verschlusshülse (Viton)	23-08-06-03-16
KK	Kugellager kpl. 2	11-001-595-14
Q	Schraubendreher	04-06-01-21-13
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12
LL	Spezialfett	11-001-595-15
RR	Gabelschlüssel 27	02-07-04-01-03
SS	Gabelschlüssel 19	02-07-04-01-04

Dispergierwerkzeug 18 DG

AA	PTFE-Lager	25-05-01-06-01
MM	Statorschaft	22-02-06-01-59
BB	Rotorwelle	22-02-06-01-62
PP	O-Ring Rotorwelle (Viton)	23-08-06-03-12
II	Schneidrotor	22-02-06-01-65
JJ	Verschlusshülse	22-02-06-01-66
OO	O-Ring Verschlusshülse (Viton)	23-08-06-03-16
KK	Kugellager kpl. 2	11-001-595-14
Q	Schraubendreher	04-06-01-21-13
HH	Hilfswerkzeug	04-06-01-21-12
LL	Spezialfett	11-001-595-15
RR	Gabelschlüssel 27	02-07-04-01-03
SS	Gabelschlüssel 19	02-07-04-01-04

ABBAU, TRANSPORT UND LAGERUNG**Abbau**

Netzstecker ziehen und Steckverbindung vom Power Supply zur Antriebseinheit lösen.

Dispergierwerkzeug aus Antriebseinheit nehmen.

Antriebseinheit vom Stativ lösen, gegebenenfalls Gefäßhalterung ebenfalls vom Stativ lösen.

Transport und Lagerung

Das Gerät und seine Teile lagern Sie am besten in der Originalverpackung, oder in einem anderen geeigneten Behälter, um Schäden während eines Transportes zu vermeiden. Die Verpackung verschließen Sie am besten mit Klebestreifen.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.



Vorsicht

Bitte vermeiden Sie beim Transport des Gerätes Stöße und Erschütterungen.

ENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie Altgeräte bzw. defekte Geräteteile fachgerecht bei einer Sammelstelle. Trennen Sie bitte auch das Altmaterial in Metall, Glas, Kunststoff usw. Auch das Verpackungsmaterial sollte umweltgerecht (Materialtrennung) entsorgt werden.

STÖRUNGEN UND DEREN BESEITIGUNG

- Gerät dispergiert nicht
 - Elektrische Verbindungen (Netz und Power Supply überprüfen)
 - Dispergierwerkzeug nicht bis zum Anschlag in Antriebseinheit gesteckt
 - Max. Temperatur in Antriebseinheit erreicht, rote LED leuchtet (siehe Bedienung und Betrieb)
 - Rotor im Werkzeug nicht montiert
 - Rotor schwergängig (PTFE Lager überprüfen, Kugellager überprüfen, siehe Reinigung und Wartung)
- Laute Geräusche beim Dispergieren
 - PTFE Lager im Dispergierwerkzeug verschlissen, muss ersetzt werden (siehe Reinigung und Wartung Kapitel 12.2 und 12.5)
 - Kugellager in der Antriebseinheit verschlissen, muss ersetzt werden (siehe Aufbau kapitel 5)
 - Kugellager im gedichteten Dispergierwerkzeug verschlissen, muss ersetzt werden (siehe Reinigung und Wartung Kapitel 12.3 und 12.5)
- Abrieb (PTFE-Partikel) an der Lagerstelle
 - Werkzeug wurde trocken oder mit zu wenig Flüssigkeit betrieben; Werkzeug reinigen ggf. Lager tauschen. Mindesteintauchtiefe der Werkzeuge beachten (siehe Seite 13!)

Sollte eine Störung auftreten, die Sie mit den oben genannten Hinweisen nicht beseitigen können, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren autorisierten Heidolph Instruments Händler.

TECHNISCHE DATEN

SilentCrusher M

Eigenschaften	Werte
Anschlussspannung	100 – 240 V 47 - 63 Hz
Aufnahmeleistung (Nennlast)	130 W
Drehzahl	5000 – 26000 rpm, bezogen auf Wasser
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb
Antriebsschutz	Überhitzungsschutz schaltet Antriebseinheit bei Übertemperatur ab; rote Kontrollleuchte signalisiert diesen Zustand. Reset über Start Stop Taste.
Kontrollleuchte für „Gerät ein“	Kontrollleuchte (grün) am Power Supply
Abmessungen (in mm) Antriebseinheit	Breite 90; Höhe 174; Tiefe 90
Haltestab [mm]	10 x 100
Abmessungen (in mm) Power Supply	Breite 196; Höhe 51; Tiefe 88
Gewicht gesamt	2 kg
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Lagertemperatur	- 20 bis + 80 °C
Relative Luftfeuchte	85 % (ohne Betauung)
Schutzart nach EN 60529	IP 30
Schutzklasse nach VDE 0100	I

Dispergierwerkzeug 8 F

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-08010-00
Statordurchmesser [mm]	8,2
Schneidrotordurchmesser [mm]	6,6
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,3
Schlitzbreite [mm]	0,6
Schaftlänge gesamt [mm]	80
Eintauchtiefe max. [mm]	55
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Volumen [ml]	3 -50
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	9
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 0,4
Material	PTFE / 1.4435
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 8 DF

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-08110-00
Statordurchmesser [mm]	8,2
Schneidrotordurchmesser [mm]	6,6
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,3
Schlitzbreite [mm]	0,6
Schaftlänge gesamt [mm]	75
Eintauchtiefe max. [mm]	50
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Eintauchtiefe min. [mm] unter Vakuum	35
Volumen [ml]	3 - 50
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	9
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 0,4
Material	PTFE / 1.4435
Max zul. Druck	6 bar
Zul. Vakuum	20 mbar
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 12 F

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-12010-00
Statordurchmesser [mm]	12,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	9
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,3
Schlitzbreite [mm]	0,6
Schaftlänge gesamt [mm]	120
Eintauchtiefe max. [mm]	80
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Volumen [ml]	25 - 250
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	12,2
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 2,0
Material	PTFE / 1.4435
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 12 G

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-12020-00
Statordurchmesser [mm]	12,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	9
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,3
Schlitzbreite [mm]	2,0
Schaftlänge gesamt [mm]	120
Eintauchtiefe max. [mm]	80
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Volumen [ml]	25 - 250
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	12,2
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 2,0
Material	PTFE / 1.4435
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 12 DF

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-12110-00
Statordurchmesser [mm]	12,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	9
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,3
Schlitzbreite [mm]	0,6
Schaftlänge gesamt [mm]	115
Eintauchtiefe max. [mm]	75
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Eintauchtiefe min. [mm] unter Vakuum	35
Volumen [ml]	25 - 250
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	12,2
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 2,0
Material	PTFE / 1.4435
Max zul. Druck	6 bar
Zul. Vakuum	20 mbar
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 12 DG

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-12120-00
Statordurchmesser [mm]	12,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	9
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,3
Schlitzbreite [mm]	2,0
Schaftlänge gesamt [mm]	115
Eintauchtiefe max. [mm]	75
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Eintauchtiefe min. [mm] unter Vakuum	35
Volumen [ml]	25 - 250
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	12,2
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 2,0
Material	PTFE / 1.4435
Max zul. Druck	6 bar
Zul. Vakuum	20 mbar
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 18 F

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-18010-00
Statordurchmesser [mm]	18,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	12,5
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,4
Schlitzbreite [mm]	1,5
Schaftlänge gesamt [mm]	180
Eintauchtiefe max. [mm]	140
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Volumen [ml]	100 - 1500
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	17
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 4,0
Material	PTFE / 1.4435
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 18 G

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-18020-00
Statordurchmesser [mm]	18,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	12,5
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,4
Schlitzbreite [mm]	3,0
Schaftlänge gesamt [mm]	180
Eintauchtiefe max. [mm]	140
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Volumen [ml]	100 - 1500
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	17
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 4,0
Material	PTFE / 1.4435
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 18 DF

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-18110-00
Statordurchmesser [mm]	18,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	12,5
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,4
Schlitzbreite [mm]	1,5
Schaftlänge gesamt [mm]	175
Eintauchtiefe max. [mm]	135
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Eintauchtiefe min. [mm] unter Vakuum	35
Volumen [ml]	100 - 1500
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	17
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 4,0
Material	PTFE / 1.4435
Max zul. Druck	6 bar
Zul. Vakuum	20 mbar
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

Dispergierwerkzeug 18 DG

Eigenschaften	Werte
Bestellnummer	596-18120-00
Statordurchmesser [mm]	18,0
Schneidrotordurchmesser [mm]	12,5
Spaltbreite Stator/Rotor [mm]	0,4
Schlitzbreite [mm]	3,0
Schaftlänge gesamt [mm]	175
Eintauchtiefe max. [mm]	135
Eintauchtiefe min. [mm]	25
Eintauchtiefe min. [mm] unter Vakuum	35
Volumen [ml]	100 - 1500
Umfangsgeschwindigkeit [m/sec]	17
Ausgangspartikelgröße [mm]	< 4,0
Material	PTFE / 1.4435
Max zul. Druck	6 bar
Zul. Vakuum	20 mbar
Sterilisierbarkeit	bis 130°C nasschemisch; bis 180°C trocken

GARANTIE, HAFTUNG UND URHEBERRECHTE

Garantie

Die Firma Heidolph Instruments gewährt Ihnen auf die hier beschriebenen Produkte (ausgenommen Verschleißteile) eine Garantie von drei Jahren, gerechnet ab Auslieferung vom Hersteller-Lager. Diese Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler. Transportschäden sind ausgeschlossen.

Im Falle eines Garantieanspruchs benachrichtigen Sie bitte Heidolph Instruments (Tel.: (+49) 9122 - 9920-69) oder Ihren Heidolph Instruments Händler. Wenn es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt, wird Ihnen im Rahmen der Garantie das Gerät kostenfrei repariert oder ersetzt.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung kann von der Firma Heidolph Instruments keine Garantie übernommen werden.

Eine Änderung dieser Garantieerklärung bedarf in jedem Fall einer schriftlichen Bestätigung durch die Firma Heidolph Instruments.

Haftungsausschluss

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Verwendung kann von der Firma Heidolph Instruments keine Haftung übernommen werden. Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht (Copyright) für alle Bilder und Texte in dieser Betriebsanleitung liegt bei Heidolph Instruments.

FRAGEN / REPARATUREN

Haben Sie nach dem Lesen der Betriebsanleitung noch **Fragen** zu Installation, Betrieb oder Wartung, wenden Sie sich bitte an die im Folgenden genannte Adresse.

Bei **Reparaturen** wenden Sie sich bitte vorab telefonisch an Heidolph Instruments direkt (Tel.: (+49) 9122 - 9920-69) oder an Ihren autorisierten Heidolph Instruments Händler.



Hinweis

Bitte senden Sie Geräte ausschließlich nach vorheriger Rücksprache an diese Anschrift:

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
Vertrieb Labortechnik
Walpersdorfer Str. 12
D-91126 Schwabach / Deutschland
Tel.: +49 – 9122 - 9920-69
Fax: +49 – 9122 - 9920-65
E-Mail: sales@heidolph.de



Sicherheitshinweis

Bitte sorgen Sie bei der Anlieferung von Reparaturgeräten, die mit gefährlichen Arbeitsstoffen in Berührung gekommen sind für:

- Möglichst genaue *Stoffangaben* des entsprechenden Mediums
- *Schutzmaßnahmen* zum sicheren Umgang für unser Annahme- und Wartungspersonal.
- *Kennzeichnung* der Verpackung gemäß der Gefahrenstoffverordnung



CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass dieses Produkt mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMV-Richtlinie (89/336/EWG):

EN 61326: 1997 + A1:1998 + A2:2001

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995

EN 61326: 1997 + A1:1998 + A2:2001

EN 61000-4-2:1995

EN 61000-4-3:1996

EN 61000-4-4:1995

EN 61000-4-5:1995

EN 61000-4-6:1996

Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG):

EN 61010